

АКЦИЯ

СУПЕРЦЕНА



Endo Radar Woodpecker

1. Режим Эндомотор:

- ✓ Режим «Endomotor» имеет три функции возвратно-поступательного движения и восемь бесплатных программ для пользовательских настроек.
- ✓ Предусмотрены три режима автоматического обратного хода, которые могут циклически меняться, нажимая кнопку «AUTO REV».
- ✓ При использовании режима возвратно-поступательного перемещения оператор может выбирать между тремя возвратно-поступательными углами.
- ✓ Скорость и крутящий момент можно отрегулировать в зависимости от выбора оператора, и настройки можно сохранить, нажав кнопку «МЕМО».
- ✓ Точность и скорость режима разворота уменьшают риск отлома инструмента в корневом канале.

2. Режим Apexlocator (Режим определения Apex):

- ✓ Режим локации Apex можно использовать индивидуально, нажав кнопку «En-Ap».
- ✓ После того, как файл-клип (держатель инструмента), измерительный провод и загубник установлены, стандартный протокол эндодонтического лечения производится путем погружения К – файла в корневой канал чтобы точно измерить рабочую длину корневого канала.



Функции Эндомотора и Апекслокатора могут использоваться отдельно или вместе одним щелчком кнопки (En-Ap) в соответствии с выбором стоматолога.

* Внимание! В стоимость не включены расходы на доставку и монтаж оборудования.

Акция действительна до окончания товара на складе. Наличие товара уточняйте у менеджеров ООО Фирма «СОЛО».